

BASSINETTS

MODEL 007-P



MODEL 007-V



Bassinets

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL 007-P

- Acrylic transparent crib
- Soft mattress protected by non-toxic disposable material protection
- Trendelemburg, proclive and horizontal control position
- Convenience storerooms
- Painted framework made of one-inch diameter tubular pipe
- Saline stand available as a optional item

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO 007-P

- Cuna en acrilico transparente
- Colchon blando no toxico y recubierto con material de proteccion
- Posicionamiento trendelemburg, inclinado y horizontal
- Marco tubular de metal pintado
- Apoyo de suero como opcion disponible
- Compartimientos para la colocacion de accesorios



MODEL
007-P

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL 007-V

- Acrylic transparent crib
- Soft mattress protected by non-toxic disposable material protection
- Trendelemburg, proclive and horizontal control position
- Assorted items storing compartments
- Painted framework made of one-inch diameter tubular pipe
- 4 pcs. casters (2pcs. with brake) 3" size

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO 007-V

- Cuna en acrilico transparente
- Colchon blando no toxico y recubierto con material de proteccion
- Posicionamiento trendelemburg, inclinado y horizontal
- Marco tubular de metal pintado
- Compartimientos para la colocacion de accesorios
- 4 ruedas (2 con freno) de 3" de tamaño



MODEL
007-V