

electrosurgical GENERATOR

ESU-300



The Advanced ESU-300 is a 300 watts multipurpose Electrosurgical Generator for use in operating rooms. It features both Monopolar and Bipolar functions to satisfy all surgical demands.

El Equipo Advanced ESU-300 es una unidad de Electrocirugía de 300 watts para ser utilizada en salas de cirugía. Este equipo es Monopolar y Bipolar y satisface todas las demandas quirúrgicas.

ESU-300 ELECTROSURGICAL GENERATOR



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODE	CUT			COAGULATION		BIPOLAR	
	PURE	BLEND 1	BLEND 2	STD	SPRAY	COAG	CUT
OUTPUT POWER (WATTS)	300	250	200	100	80	70	100
RATED LOAD (OHMS)	400	400	400	400	400	100	100
HF FREQUENCY (KHZ)	400	400	400	400	400	400	400

APPLICATIONS: General Surgery, Cardiology, Urology, OB/GYN, Cardiothoracic Surgery, Oncology.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


MODO	CORTE			COAGULACION		BIPOLAR	
	PURO	MEZCLA 1	MEZCLA 2	STD	SPRAY	COAG	CORTE
SALIDA PODER (WATTS)	300	250	200	100	80	70	100
CARGA (OHMS)	400	400	400	400	400	100	100
HF FRECUENCIA (KHZ)	400	400	400	400	400	400	400

APLICACIONES: Cirugía General, Cardiología, Urología, Ginecología, Cirugía Cardiotorácica, Oncología.

ACCESORIES / ACCESORIOS:



Monopolar Pencil
Lápiz Monopolar



Bipolar Forceps
Forceps Bipolares



Grounding Pad
Placa de Paciente



Footswitch
Pedal

Contact us for additional information.
Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional
Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166
Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351
sales@advanced-inst.com

www.advanced-inst.com