

HOSPITAL BEDS

Camas para Hospital

B-1000 Series

(SERIE B-1000)



B-1000 PLUS/BC (Displayed)

B-1000 PLUS B/C
B-1000 PLUS
B-1000 M

B-1000 SERIES HOSPITAL BEDS



B-1000 PLUS B/C TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions: Length 220cm, Width 98cm
Maximum/Minimum Height: 45.5/72cm
Patient surface: Length 208cm, width 90cm
Positions: Up/down, back, knee, trendelenburg, reverse trendelenburg
4 actuators, 1 control box, UPS battery
Patient control handset and side rail control
6 bed panels with soft link, electrostatic painting and cold rolled
Central locking system, six pcs IV drip holes
CPR Operation, 4 urine hooks, 6 Pcs IV drip holes
12.5cm casters, retractable beside rails
Removable plastic laminated head and footboard
Max weight capacity: 450 Lbs
Voltage: 110VAC-120/60 Hz

B-1000 PLUS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions: Length 220 cm, width 98 cm, maximum/minimum height 45.5/72cm
Patient surface: Length 208cm, width 90cm
Positions: Up/down, back, knee, trendelenburg, reverse trendelenburg
4 actuators, 1 control box,
Patient control handset and side rail control
Electric bed with 6 panels with soft link
Electrostatic painting and cold rolled
Central locking system, 6 Pcs IV drip holes, 4 urine hooks
12.5cm casters, retractable bedside rails
Removable plastic laminated head and footboard
Max weight capacity 450 lbs
Voltage 110VAC-120/60 Hz

B-1000 M TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manual bed with 3 panels
Dimensions: length 220 cm, width 98 cm
Patient surface:
Positions: Up-Down, back, knee
Electrostatic painting and cold rolled.
Central locking system.
Six Pcs IV drip holes
4 urine hooks and 12.5 cm castors
Retractable bedside rails
Removable plastic laminated head and footboard.
Max weight capacity: 375 lbs

ESPECIFICACIONES TECNICAS

<i>Dimensiones: Largo 220cm, Ancho 98cm</i>
<i>Altura Máxima/Mínima: 45.5/72cm</i>
<i>Superficie útil: Largo 208cm, Ancho 90cm</i>
<i>Posiciones: arriba/abajo, espalda, rodilla, trendelenburg, trendelenburg invertido</i>
<i>4 motores, Cama electromecánica de 6 planos</i>
<i>Control de movimientos para el paciente y control en las barandas</i>
<i>Tendido en lámina y terminada en pintura electrostática</i>
<i>Sistema de freno central</i>
<i>Operación de primeros auxilios, 4 ganchos para bolsas de drenaje</i>
<i>6 receptáculos para el atril de suero</i>
<i>Ruedas antiestáticas de 12.5 cm de diámetro, barandas abatibles</i>
<i>Cabeceros superior e inferior desmontables, contruidos en plástico termoformado, resistente al alto impacto y facil limpieza</i>
<i>Capacidad máxima que soporta 450 Lbs</i>
<i>Bateria UPS. Alimentacion 110VAC-120/60 Hz</i>

ESPECIFICACIONES TECNICAS

<i>Dimensiones: Largo 220cm, Ancho 98cm</i>
<i>Altura Máxima/Mínima 45.5/72cm</i>
<i>Superficie útil: Largo 208cm, Ancho 90cm</i>
<i>Posiciones: Arriba/abajo, espalda, rodilla, trendelenburg, trendelenburg invertido</i>
<i>Cama eléctrico mecánica de 6 planos</i>
<i>Tendido en lámina coll rolled terminada en pintura electrostática</i>
<i>4 motores individuales de corriente directa</i>
<i>Sistema de freno central, una caja de controles de movimientos</i>
<i>6 receptáculos para el atril de suero</i>
<i>4 ganchos para bolsas de drenaje</i>
<i>Ruedas antiestáticas de 12.5 cm de diámetro</i>
<i>Barandas abatibles</i>
<i>Cabeceros superior e inferior (pies) desmontables en plástico</i>
<i>Capacidad máxima que soporta 450 Lbs</i>
<i>Votage 110VAC-120/60 Hz</i>

ESPECIFICACIONES TECNICAS

<i>Cama mecánica de tres planos</i>
<i>Dimensiones: largo 220 cm, ancho 98 cm</i>
<i>Movimientos: arriba/abajo, espalda, rodilla</i>
<i>Estructura y tendido en pintura electrostática</i>
<i>Sistema de freno central</i>
<i>6 receptáculos para el atril de suero</i>
<i>4 ganchos para bolsas de drenaje</i>
<i>Diámetro de las ruedas ruedas de 12.5 cm, antiestáticas</i>
<i>Barandas abatibles</i>
<i>Cabeceros superior e inferior (pies) desmontables, contruidos en plástico termoformado, resistente al alto impacto y facil limpieza</i>
<i>Capacidad máxima que soporta 375 Lbs</i>

Contact us for additional information.
Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional
Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



6800 N.W. 77 Court, Miami, FL 33166
Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351
sales@advanced-inst.com

www.advanced-inst.com