


# surgical LIGHTS

## SL Series



- *Shadowless Lamp*  
*Lámpara sin Proyección de Sombra*

- *Multi-Faceted Reflection System*  
*Sistema de Reflección de Espejos Múltiples*

- *Excellent Depth Focalization*  
*Excelente Profundidad de Focalización*

- *Cool Light*  
*Luz Fría*

- *Aerodynamic Light-Head*  
*Cabezal Liviano y Aerodinámico*

- *Back-Up System that Switches Automatically*  
*Sistema de Cambio de Bombilla Automático*

- *Easy Bulb Replacement*  
*Fácil Reemplazo de Bombilla*

# SL Series

Surgical Lights / Lámparas de Cirugía





## TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAMP HEAD / CABEZAL	SL700	SL620	SL500
Head Diameter Diámetro de Cabezal	700 ml	620 ml	500 ml
Illumination Iluminación	≥120000 lux	≥120000 lux	≥80000 lux
Diameter of light spot Diámetro de luz de punto	120-300 mm	≥120 mm	≥120 mm
Depth of Illumination Profundidad de Iluminación	700 mm	700 mm	700 mm
Color Temperature Temperatura de Color	4250 k	4250 k	4250 k
Increase of Temperature Aumento de Temperatura	≤10°C	≤10°C	≤10°C
Power Poder	150 w	150 w	110 w
Multi-Mirror Multi-Espejos	3800 pieces 3800 piezas	3200 pieces 3200 piezas	2250 pieces 2250 piezas

**Optional:** Mobil Floorstand System  
Monitor Arm



**Opcional:** Sistema Rodable de Piso  
Brazo para Monitor



Contact us for additional information.  
Contáctenos para información adicional.

NOTE: Specifications subject to change without prior notice.  
NOTA: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

6800 N.W. 77 Court • Miami, Florida 33166 • USA  
Phone: 305-477-6331 • Fax: 305-477-5351  
info@advanced-inst.com  
[www.advanced-inst.com](http://www.advanced-inst.com)